

Spitzen, 5 ml, farblos, graduert

für u.a. 5 ml Gilson, Rainin Pipetten

DNA-, DNase-, RNasefrei



Beutel à 250 Stück

Artikel-Nr.: 725001 | Biozym

30,90 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Graduierung: ja

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 5000 µl

Pipettenspitzen Linie: Premium Tips

Sterilität: unsteril

Verpackung: Beutel à 250 Stück

Spitzen passend für: Gilson Pipetman P-5000