

Spitzen, 5 ml, farblos

DNA-, DNase-, RNasefrei



Beutel à 250 Stück

Artikel-Nr.: 725011 | Biozym

37,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Graduierung: nein

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 5000 µl

Pipettenspitzen Linie: Premium Tips

Sterilität: unsteril

Verpackung: Beutel à 250 Stück

Spitzen passend für: Brand Transferpette 5 ml, Finn Digital 5 ml