

Kapillarspitzen, 10 µl

Rundkopf 0.57 mm AD, für Geltaschen > = 0.6 mm

DNA-, DNase-, RNasefrei



1 Rack à 200 Stück

Artikel-Nr.: 728014 | Biozym

38,20 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Graduierung: nein

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 10 µl

Pipettenspitzen Linie: Premium Tips

Spezialeigenschaften: Kapillarspitze, Rundkopf

Sterilität: unsteril

Verpackung: 1 Rack à 200 Stück

Kapillarspitzen passend für:

- Biohit Proline 2.5 und 10 µl
- Biohit mLine 3 und 10 µl
- Eppendorf 2.5 µl
- Finn Digital Micro 2 und 10 µl
- Finn Focus Micro 10 µl
- Gilson Pipetman P-2 und P-10
- Rainin Pipet-Classic PR2 und PR10
- Rainin Pipet-Lite SL-2 und SL-10