

Kapillarspitzen, 10 µl

Flachkopf 0.17 mm AD, für Geltaschen > = 0.2 mm

DNA-, DNase-, RNasefrei



1 Rack à 200 Stück

Artikel-Nr.: 728016 | Biozym

103,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Graduierung: nein

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 10 µl

Pipettenspitzen Linie: Premium Tips

Spezialeigenschaften: Flachkopf, Kapillarspitze

Sterilität: unsteril

Verpackung: 1 Rack à 200 Stück

Spitzen passend für: Biohit Proline 2.5 und 10 µl Biohit mLine 3 und 10 µl Eppendorf 2.5 µl Finn Digital Micro 2 und 10 µl Finn Focus Micro 10 µl Gilson Pipetman P-2 und P-10 Rainin Pipet-Classic PR2 und PR10 Rainin Pipet-Lite SL-2 und SL-10