

## Kapillarspitzen, 200 µl

Rundkopf 0.57 mm AD, für Geltaschen > = 0.6 mm  
DNA-, DNase-, RNasefrei



1 Rack à 200 Stück

Artikel-Nr.: 728204 | Biozym

**36,20 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

## Beschreibung

**Farbe:** farblos

**Filter:** nein

**Graduierung:** nein

**Länge:** normal

**Low Binding:** nein

**Maximalvolumen:** 200 µl

**Pipettenspitzen Linie:** Premium Tips

**Spezialeigenschaften:** Kapillarspitze, Rundkopf

**Sterilität:** unsteril

**Verpackung:** 1 Rack à 200 Stück

Kapillarspitzen passend für:

- Sartorius Proline 20, 50, 100 und 200 µl
- Sartorius mLine 100 und 200 µl
- Brand Transferpette 20 (gelb), 50, 100 und 200 µl
- Eppendorf 20 (gelb), 100 und 200 µl
- Finn Digital 40, 100 und 200 µl
- Finn Focus 10 (gelb), 50 und 100 µl
- Gilson Pipetman P-20, P-100 und P-200
- Nichiryo 200 µl
- Rainin Pipet-Classic PR20, PR100 und PR200
- Rainin Pipet-Lite SL-20, SL-100 und SL-200
- Socorex 100 und 200 µl