

PE anti-mouse IgD

Rat IgG2a, kappa
11-26c.2a

BioLegend
From Revvity



200 µg

Artikel-Nr.: B405706 | **BioLegend** | Herstellernummer: 405706

234,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC
Clone: 11-26c.2a
Format: PE
Isotype: kappa, Rat IgG2a
Species of Origin: Rat
Verpackung: 200 µg

PE anti-mouse IgD

Clone: 11-26c.2a
Isotype: Rat IgG2a, kappa
Other_Names: Immunglobulin D
Size: 200 µg

Reactivity: Mouse
Format: PE
App_Abbrev: FC
Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=1379>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>