

## FITC anti-mouse IgG

Rat Polyclonal IgG

Poly4060

**BioLegend**  
From Revvity



500 µg

Artikel-Nr.: B406001 | **BioLegend** | Herstellernummer: 406001

**69,75 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

## Beschreibung

**Aktionsangebote:** Aktion

**App\_Abbrev:** FC

**Clone:** Poly4060

**Format:** FITC

**Isotype:** Rat Polyclonal IgG

**Species of Origin:** Rat

**Verpackung:** 500 µg

FITC anti-mouse IgG

Clone: Poly4060

Isotype: Rat Polyclonal IgG

Other\_Names:

Size: 500 µg

Reactivity: Mouse

Format: FITC

App\_Abbrev: FC

Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=1394>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>