

Kapillarspitzen, 200 µl

Flachkopf 0.37 mm AD, für Geltaschen > = 0.4 mm

DNA-, DNase-, RNasefrei



1 Rack à 200 Stück

Artikel-Nr.: 728205 | Biozym

68,40 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Graduierung: nein

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 200 µl

Pipettenspitzen Linie: Premium Tips

Spezialeigenschaften: Flachkopf, Kapillarspitze

Sterilität: unsteril

Verpackung: 1 Rack à 200 Stück