

Purified anti-mouse IgM

Rat IgG2a, kappa

RMM-1

BioLegend
From Revvity



500 µg

Artikel-Nr.: B406502 | **BioLegend** | Herstellernummer: 406502

96,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: ELISA, FC

Clone: RMM-1

Format: PURE

Isotype: kappa, Rat IgG2a

Species of Origin: Rat

Verpackung: 500 µg

Purified anti-mouse IgM

Clone: RMM-1

Isotype: Rat IgG2a, kappa

Other_Names: Immunoglobulin M

Size: 500 µg

Reactivity: Mouse

Format: PURE

App_Abbrev: FC, ELISA

Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=2331>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>