

Kapillarspitzen, 0.5 - 10 µl

0.13 mm ID, 0.25 mm AD, für Geltaschen > = 0.4 mm
DNA-, DNase-, RNasefrei



5 Racks à 204 Stück

Artikel-Nr.: 729005 | Biozym

229,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Graduierung: nein

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 10 µl

Pipettenspitzen Linie: Premium Tips

Spezialeigenschaften: Kapillarspitze

Sterilität: unsteril

Verpackung: 5 Racks à 204 Stück

Spitzen passend für:

- Brand Transferpette 10 µl
- Eppendorf 10 µl (grau)
- Finn Digital Micro 2 und 10 µl
- Finn Focus Micro 10 µl
- Nichiryo 10 µl
- Socorex 2 und 10 µl (grün)