

Kapillarspitzen, 0.5 - 10 µl, steril

0.13 mm ID, 0.25 mm AD, für Geltaschen > = 0.4 mm

DNA-, DNase-, RNasefrei



1 Rack à 204 Stück

Artikel-Nr.: 729009 | Biozym

58,30 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Graduierung: nein

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 10 µl

Pipettenspitzen Linie: Premium Tips

Spezialeigenschaften: Gelloader, Kapillarspitze

Sterilität: steril

Verpackung: 1 Rack à 204 Stück