

FITC Goat anti-mouse IgG (minimal x-reactivity)

Goat Polyclonal IgG
Poly4053

BioLegend
From Revvity



500 µg

Artikel-Nr.: B405305 | **BioLegend** | Herstellernummer: 405305

99,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion
App_Abbrev: FC
Clone: Poly4053
Format: FITC
Isotype: Goat Polyclonal IgG
Species of Origin: Goat
Verpackung: 500 µg

FITC Goat anti-mouse IgG (minimal x-reactivity)

Clone: Poly4053
Isotype: Goat Polyclonal IgG
Other_Names:
Size: 500 µg

Reactivity: Mouse
Format: FITC
App_Abbrev: FC
Species of Origin: Goat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=1391>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>