

Kapillarspitzen XL, 10 µl, farblos

0.31 mm ID, 0.58 mm AD, für Geltaschen > = 0.6 mm

DNA-, DNase-, RNasefrei



Beutel à 1000 Stück

Artikel-Nr.: 729025 | Biozym

51,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Graduierung: nein

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 10 µl

Pipettenspitzen Linie: Premium

Spezialeigenschaften: Gelloader, Kapillarspitze

Sterilität: unsteril

Verpackung: Beutel à 1000 Stück