

## Biotin Mouse IgG3, kappa Isotype Ctrl

Mouse IgG3, kappa  
MG3-35

**BioLegend**  
From Revvity



200 µg

Artikel-Nr.: B401304 | BioLegend | Herstellernummer: 401304

**113,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** FC, ICFC  
**Clone:** MG3-35  
**Format:** BIOTIN  
**Isotype:** kappa, Mouse IgG3  
**Species of Origin:** Mouse  
**Verpackung:** 200 µg

Biotin Mouse IgG3, kappa Isotype Ctrl

Clone: MG3-35  
Isotype: Mouse IgG3, kappa  
Other\_Names:  
Size: 200 µg

Reactivity:  
Format: BIOTIN  
App\_Abbrev: FC, ICFC  
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=2472>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>