

Purified Mouse IgG1, kappa Isotype Ctrl

Mouse (BALB/c) IgG1, kappa
MG1-45

BioLegend
From Revvity



50 µg

Artikel-Nr.: B401401 | **BioLegend** | Herstellernummer: 401401

38,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: ChIP, FC, ICC, ICFC, IHC, IP, WB

Clone: MG1-45

Format: PURE

Isotype: kappa, Mouse (BALB/c) IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 50 µg

Purified Mouse IgG1, kappa Isotype Ctrl

Clone: MG1-45

Isotype: Mouse (BALB/c) IgG1, kappa

Other_Names:

Size: 50 µg

Reactivity:

Format: PURE

App_Abbrev: FC, ICFC, ICC, IHC, IP, WB, ChIP

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=2621>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>