

Kapillarspitzen XL, 10 µl, farblos, steril

0.31 mm ID, 0.58 mm AD, für Geltaschen > = 0.6 mm

DNA-, DNase-, RNasefrei



5 Racks à 204 Stück

Artikel-Nr.: 729028 | Biozym

86,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Graduierung: nein

Länge: XL

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 200 µl

Pipettenspitzen Linie: Premium Tips

Spezialeigenschaften: Gelloader, Kapillarspitze

Sterilität: steril

Verpackung: 5 Racks à 204 Stück