

dNTP-Lösung, je 25 mM

Lucigen

dNTP-Lösung



epicentre[®]
an illumina company

10 µmol (400 µl)

Artikel-Nr.: 180052 | Lucigen | Hersteller-Nr.: D59104

149,40 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Abpackung: Mix
Konzentration: 25 mM
Produkttyp: dNTP
Verpackung: 10 µmol (400 µl)

Sterile, neutrale Lösungen von dATP, dCTP, dGTP und dTTP für die DNA Synthese. Die Nukleotide sind entweder einzeln oder als vorgemischte Nukleotidmische erhältlich. Jede Lösung ist ausreichend für ca. 1000 Reaktionen (50 %) mit den meisten DNA-Polymerasen.

Außerdem ist auch dUTP als 20 mM Lösung zur Erzeugung von Uracil-haltiger DNA erhältlich.

Die dNTP-Lösungen enthalten jeweils dATP, dCTP, dGTP und dTTP. Die Konzentrationen und Mengenangaben beziehen sich auf jedes dNTP.