

Pipette, 1-Kanal, Sartorius Proline Plus, 5 µl

Fixvolumen



1 Stück
Artikel-Nr.: 652001 | Sartorius

184,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kanäle: 1-Kanal
Kategorie: Pipette
Marke: Sartorius Proline Plus
Pipettenvolumen: bis 5 µl
Produkteigenschaft: manuell
Verpackung: 1 Stück
Volumeneigenschaft: variables Volumen

Sartorius Biohit Proline Plus mechanische Pipette

- Umfangreichstes Pipettenprogramm für unterschiedliche Benutzer und Anwendungen
- Der geringere Kraftaufwand beim Pipettieren dank des ergonomischen Griff- und Fingerbügeldesigns mindert das Risiko von Sehnenzerrungen.
- Minimiertes Kontaminationsrisiko durch Safe-Cone-Filter und vollständige Autoklavierbarkeit
- Stabil und langlebig auch im Dauereinsatz

Wartung und Kalibrierung leicht gemacht

Zum Reinigen und Warten der Proline-Plus-Pipetten ist kein Werkzeug erforderlich, und gereinigt werden müssen nur drei Teile. Diese Pipetten können spielend einfach mit dem im Lieferumfang enthaltenen Schlüssel kalibriert werden.