

Pipette, 1-Kanal, Sartorius Proline Plus, 5000 µl

Fixvolumen



1 Stück

Artikel-Nr.: 652055 | Sartorius

184,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kanäle:	1-Kanal
Kategorie:	Pipette
Marke:	Sartorius Proline Plus
Pipettenvolumen:	bis 5000 µl
Produkteigenschaft:	manuell
Verpackung:	1 Stück
Volumeneigenschaft:	Fixvolumen