

SafeSeal Tips Premium 2.5 µl, steril

DNA-, DNase-, RNase-, ATP- und Pyrogenfrei
mit 10-14 Mikron Sealing Filter, chem. unbehandelt

10 Racks à 96 Stück
Artikel-Nr.: 690005 | Biozym

109,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	ja
Graduierung:	nein
Länge:	normal
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	2.5 µl
Pipettenspitzen Linie:	SafeSeal Premium
Sterilität:	steril
Verpackung:	10 Racks à 96 Stück

Filterspitze passend für:

- Biozym PreCision 2.5 µl
- Sartorius/Biohit Proline Plus 2.5 µl
- Sartorius/Biohit mLine 3 µl
- Brand Transferpette 1 µl
- Eppendorf 2.5 µl
- Finn Digital 2.0 µl
- Gilson Pipetman P-2
- Rainin Pipet-Classic PR2

Der ultimative Schutz Ihrer Proben und Pipetten vor Überpipettieren und Aerosolkontaminationen durch eine geringst mögliche Porengröße des Sealing-Filters von 10 - 15µm.

Die Vorteile:

- unbehandelte Sealing-Filter aus gesintertem Polyethylen
- Geringste mögliche, definierte Porengröße 10-15 µm optimale Filtrationstechnik
- Kontaminationsausschluss durch Aerosol-capture Filterverschluss bei Flüssigkeitskontakt (z. B. Überpipettieren) unter regulären Pipettierbedingungen
- Rückgewinnung von Probenflüssigkeit bei Filterkontakt möglich
- Vollautomatisch unter Reinraumbedingungen hergestellt
- E-Beam sterilisiert = frei von RNase, DNase, DNA, Pyrogen, Bioburden, PCR Inhibitoren, Endotoxinen