

SafeSeal Kapillar Tips Premium XL 10 µl, steril

DNA-, DNase-, RNase-, ATP- und Pyrogenfrei
mit 10-14 Mikron Sealing Filter, chem. unbehandelt



5 Racks à 204 Stück
Artikel-Nr.: 692010 | Biozym

127,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	ja
Graduierung:	nein
Länge:	XL
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	10 µl
Pipettenspitzen Linie:	SafeSeal Premium
Sterilität:	steril
Verpackung:	5 Racks à 204 Stück

Filterspitze passend für:

- Biozym PreCision 2.5 µl
- Sartorius Proline Plus 2.5 und 10 µl
- Sartorius mLine 10 µl
- Brand Transferpette 1 und 10 µl
- Eppendorf 2.5 µl
- Finn Digital 2 µl
- Finn Digital Micro 10 µl
- Finn Focus Micro 10 µl
- Gilson Pipetman P-2 und P-10
- Nichiryo 10 µl
- Rainin Pipet-Classic PR2 und PR10

- Rainin Pipet-Lite SL-2 und SL-10

Der ultimative Schutz Ihrer Proben und Pipetten vor Überpipettieren und Aerosolkontaminationen durch eine geringst mögliche Porengröße des Sealing-Filters von 10 - 15µm.

Die Vorteile:

- unbehandelte Sealing-Filter aus gesintertem Polyethylen
- Geringst mögliche, definierte Porengröße 10-15 µm optimale Filtrationstechnik
- Kontaminationsausschluss durch Aerosol-capture Filterverschluss bei Flüssigkeitskontakt (z. B. Überpipettieren) unter regulären Pipettierbedingungen
- Rückgewinnung von Probenflüssigkeit bei Filterkontakt möglich
- Vollautomatisch unter Reinraumbedingungen hergestellt
- E-Beam sterilisiert = frei von RNase, DNase, DNA, Pyrogen, Bioburden, PCR Inhibitoren, Endotoxinen