

SafeSeal Tips Premium 100 µl, steril

DNA-, DNase-, RNase-, ATP- und Pyrogenfrei
mit 10-14 Mikron Sealing Filter, chem. unbehandelt

10 Racks à 96 Stück
Artikel-Nr.: 692066 | Biozym

98,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	ja
Graduierung:	nein
Länge:	normal
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	100 µl
Pipettenspitzen Linie:	SafeSeal Premium
Sterilität:	steril
Verpackung:	10 Racks à 96 Stück

Filterspitze passend für:

- Sartorius Proline Plus 50 und 100 µl
- Sartorius mLine 100 µl
- Brand Transferpette 100 µl
- Eppendorf 100 µl, Finn Digital 40, 100 und 200 µl
- Finn Focus 100 µl
- Gilson Pipetman P-100 und P-200
- Rainin Pipet-Classic PR100
- Rainin Pipet-Lite SL-100

Der ultimative Schutz Ihrer Proben und Pipetten vor Überpipettieren und Aerosolkontaminationen durch eine geringst mögliche Porengröße des Sealing-Filters von 10 - 15µm.

Die Vorteile:

- un behandelter Sealing-Filter aus gesintertem Polyethylen
- Geringst mögliche, definierte Porengröße 10-15 µm optimale Filtrationstechnik
- Kontaminationsausschluss durch Aerosol-capture Filterverschluss bei Flüssigkeitskontakt (z. B. Überpipettieren) unter regulären Pipettierbedingungen
- Rückgewinnung von Probenflüssigkeit bei Filterkontakt möglich
- Vollautomatisch unter Reinraumbedingungen hergestellt
- E-Beam sterilisiert = frei von RNase, DNase, DNA, Pyrogen, Bioburden, PCR Inhibitoren, Endotoxinen