

SafeSeal Tips Premium 100 µl, steril

DNA-, DNase-, RNase-, ATP- und Pyrogenfrei
mit 10-14 Mikron Sealing Filter, chem. unbehandelt



10 Racks à 96 Stück
Artikel-Nr.: 692086 | Biozym

98,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Farbe: | farblos |
| Filter: | ja |
| Graduierung: | ja |
| Länge: | normal |
| Low Binding: | nein |
| Maximalvolumen: | 100 µl |
| Pipettenspitzen Linie: | SafeSeal Premium |
| Sterilität: | steril |
| Verpackung: | 10 Racks à 96 Stück |

Filterspitze passend für:

- Biozym PreCision 100 µl
- Sartorius Proline Plus 100 µl
- Sartorius mLine 100 µl
- Finn Digital 40 µl
- Finn Digital 100 µl
- Finn Focus 100 µl
- Nichiryo 50 µl
- Nichiryo 100 µl

Der ultimative Schutz Ihrer Proben und Pipetten vor Überpipettieren und Aerosolkontaminationen durch eine geringst mögliche Porengröße des Sealing-Filters von 10 - 15µm.

Die Vorteile:

- unbehandelter Sealing-Filter aus gesintertem Polyethylen
- Geringst mögliche, definierte Porengröße 10-15 µm optimale Filtrationstechnik
- Kontaminationsausschluss durch Aerosol-capture Filterverschluss bei Flüssigkeitskontakt (z. B. Überpipettieren) unter regulären Pipettierbedingungen
- Rückgewinnung von Probenflüssigkeit bei Filterkontakt möglich
- Vollautomatisch unter Reinraumbedingungen hergestellt
- E-Beam sterilisiert = frei von RNase, DNase, DNA, Pyrogen, Bioburden, PCR Inhibitoren, Endotoxinen