

## SafeSeal Tips Premium 20 µl, steril

DNA-, DNase-, RNase-, ATP- und Pyrogenfrei  
mit 10-14 Mikron Sealing Filter, chem. unbehandelt

10 Racks à 96 Stück  
Artikel-Nr.: 692151 | Biozym

**98,50 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten



### Beschreibung

<b>Farbe:</b>	farblos
<b>Filter:</b>	ja
<b>Graduierung:</b>	nein
<b>Länge:</b>	normal
<b>Low Binding:</b>	nein
<b>Maximalvolumen:</b>	20 µl
<b>Pipettenspitzen Linie:</b>	SafeSeal Premium
<b>Sterilität:</b>	steril
<b>Verpackung:</b>	10 Racks à 96 Stück

#### Filterspitze passend für:

- Sartorius Proline Plus 20 µl
- Sartorius mLine 20 µl
- Brand Transferpette 20 µl (gelb)
- Eppendorf 20 µl (gelb)
- Finn Digital 20 µl
- Gilson Pipetman P-20
- Nichiryo 20 µl
- Rainin Pipet-Classic PR20
- Rainin Pipet-Lite SL-20
- Socorex 20 µl

Der ultimative Schutz Ihrer Proben und Pipetten vor Überpipettieren und Aerosolkontaminationen durch eine geringst mögliche Porengröße des Sealing-Filters von 10 - 15µm.

**Die Vorteile:**

- unbehandelter Sealing-Filter aus gesintertem Polyethylen
- Geringst mögliche, definierte Porengröße 10-15 µm optimale Filtrationstechnik
- Kontaminationsausschluss durch Aerosol-capture Filterverschluss bei Flüssigkeitskontakt (z. B. Überpipettieren) unter regulären Pipettierbedingungen
- Rückgewinnung von Probenflüssigkeit bei Filterkontakt möglich
- Vollautomatisch unter Reinraumbedingungen hergestellt
- E-Beam sterilisiert = frei von RNase, DNase, DNA, Pyrogen, Bioburden, PCR Inhibitoren, Endotoxinen