

Reaktionsgefäße 0.5 ml, graduiert, farblos, steril

einzel verpackt, mit Druckverschluss
0.6 ml Maximalvolumen, DNase-, RNasefrei



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

Beutel à 500 Stück
Artikel-Nr.: 710135 | Biozym

55,30 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Deckel: Mit Druckverschluss
Farbe: farblos
Graduierung: graduiert
Kategorie: Reaktionsgefäße
Material: PP
Sterilität: steril
Verpackung: Beutel à 500 Stück
Volumen: 0.5 ml

Reaktionsgefäße mit Druckverschluss 0.5 ml, farblos, steril

- 0.6 ml Maximalvolumen
- Mit Graduierungen
- Farbloses Polypropylen
- Mit Druckverschluss
- DNase-, RNasefrei
- Zentrifugation bis 20.000 x g problemlos möglich
- Mit Beschriftungsfeld (seitlich und auf dem flachen Deckel)
- Einzel verpackt
- Für Gefrierlagerung bis -80°C geeignet
- Eine Durchstichzone im Deckel ermöglicht den Transfer von Probematerial mittels einer Kanüle