

Reaktionsgefäße 0.5 ml, grad. farblos, Low Binding

mit Druckverschluss, 0.6 ml Maximalvolumen
DNA-, DNase-, RNasefrei



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

Beutel à 500 Stück
Artikel-Nr.: 710136 | Biozym

29,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Deckel: Mit Druckverschluss
Eigenschaften: Low Binding
Farbe: farblos
Graduierung: graduiert
Kategorie: Reaktionsgefäße
Material: PP
Verpackung: Beutel à 500 Stück
Volumen: 0.5 ml

Low Binding Reaktionsgefäße mit Druckverschluss 0.5 ml, farblos

- 0.6 ml Maximalvolumen
- Mit Graduierungen
- Farbloses Polypropylen
- Mit Druckverschluss. "Boil Proof - fester starker Verschluss (Einsatzbereich -80°C bis +121°C)
- DNase-, RNasefrei
- Zentrifugation bis 20.000 x g problemlos möglich (max.35.000 x g, nicht ständig getestet)
- Mit Beschriftungsfeld (seitlich und auf dem flachen Deckel)
- Für Gefrierlagerung bis -80°C geeignet
- Eine Durchstichzone im Deckel ermöglicht den Transfer von Probematerial mittels einer Kanüle
- Autoklavierbar