

Reaktionsgefäße 1.5 ml, gelb

graduiert, mit Druckverschluss
DNase-, RNasefrei



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

Beutel à 500 Stück
Artikel-Nr.: 710164 | Biozym

20,20 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Deckel: Mit Druckverschluss
Farbe: gelb
Graduierung: graduiert
Kategorie: Reaktionsgefäße
Material: PP
Verpackung: Beutel à 500 Stück
Volumen: 1.5 ml

Reaktionsgefäße mit Druckverschluss 1.5 ml, gelb

- Mit Graduierungen (bei 0.1 ml, 0.5 ml, 1.0 ml und 1.5 ml)
- Maximalvolumen 1.6 ml
- Farbloses Polypropylen
- Mit Druckverschluss
- DNase-, RNasefrei
- Zentrifugation bis 20.000 x g problemlos möglich
- Mit Beschriftungsfeld (seitlich und auf dem flachen Deckel)
- Für Gefrierlagerung bis -80°C geeignet
- Eine Durchstichzone im Deckel ermöglicht den Transfer von Probematerial mittels einer Kanüle