

## Reaktionsgefäße 1.5 ml, amber

graduiert, mit Druckverschluss  
DNase-, RNasefrei



**Biozym**  
SCIENCE IS OUR BUSINESS

Beutel à 500 Stück  
Artikel-Nr.: 710169 | Biozym

**20,20 €\***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Deckel:** Mit Druckverschluss  
**Eigenschaften:** Lichtschutz  
**Farbe:** amber  
**Graduierung:** graduiert  
**Kategorie:** Reaktionsgefäße  
**Material:** PP  
**Verpackung:** Beutel à 500 Stück  
**Volumen:** 1.5 ml

### Reaktionsgefäße mit Druckverschluss 1.5 ml, amber

- Mit Graduierungen (bei 0.1 ml, 0.5 ml, 1.0 ml und 1.5 ml)
- Maximalvolumen 1.6 ml
- Farbloses Polypropylen
- Mit Druckverschluss
- DNase-, RNasefrei
- Zentrifugation bis 20.000 x g problemlos möglich
- Mit Beschriftungsfeld (seitlich und auf dem flachen Deckel)
- Für Gefrierlagerung bis -80°C geeignet
- Eine Durchstichzone im Deckel ermöglicht den Transfer von Probematerial mittels einer Kanüle