

Reaktionsgefäße 1.5 ml, farblos, steril, graduiert

einzelnd verpackt, mit Druckverschluss
DNase-, RNasefrei



Beutel à 250 Stück
Artikel-Nr.: 710175 | Biozym

29,50 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Deckel: Mit Druckverschluss
Farbe: farblos
Graduierung: graduiert
Kategorie: Reaktionsgefäße
Material: PP
Sterilität: steril
Verpackung: Beutel à 250 Stück
Volumen: 1.5 ml

Reaktionsgefäße mit Druckverschluss 1.5 ml, farblos, steril

- Mit Graduierungen (bei 0.1 ml, 0.5 ml, 1.0 ml und 1.5 ml)
- Maximalvolumen 1.6 ml
- Farbloses Polypropylen
- Mit Druckverschluss
- DNase-, RNasefrei
- Zentrifugation bis 20.000 x g problemlos möglich
- Mit Beschriftungsfeld (seitlich und auf dem flachen Deckel)
- Für Gefrierlagerung bis -80°C geeignet
- Eine Durchstichzone im Deckel ermöglicht den Transfer von Probematerial mittels einer Kanüle