

Reaktionsgefäße 2.0 ml, amber

graduirt, mit Druckverschluss
DNase-, RNasefrei



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

Beutel à 500 Stück
Artikel-Nr.: 710199 | Biozym

23,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Deckel: Mit Druckverschluss
Eigenschaften: Lichtschutz
Farbe: amber
Graduierung: graduirt
Kategorie: Reaktionsgefäße
Material: PP
Verpackung: Beutel à 500 Stück
Volumen: 2.0 ml

Reaktionsgefäße mit Druckverschluss 2.0 ml, amber

- Mit Graduierungen (in Stufen von 0.5 ml)
- Polypropylen
- Mit Druckverschluss
- DNase-, RNasefrei
- Zentrifugation bis 20.000 x g problemlos möglich
- Mit Beschriftungsfeld (seitlich und auf dem flachen Deckel)
- Für Gefrierlagerung bis -80°C geeignet
- Eine Durchstichzone im Deckel ermöglicht den Transfer von Probematerial mittels einer Kanüle