

Reaktionsgefäße 0.5 ml, farblich gemischt

graduiert, DNA-, DNase-, RNasefrei
>20000 xg (max. 35000 xg, nicht ständig getestet)



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

Beutel à 1000 Stück
Artikel-Nr.: 710308 | Biozym

38,30 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Deckel: Mit Druckverschluss
Farbe: gemischt
Graduierung: graduert
Kategorie: Reaktionsgefäße
Material: PP
Verpackung: Beutel à 1000 Stück
Volumen: 0.5 ml

Reaktionsgefäße mit Druckverschluss 0.5 ml, gemischte Farben

- 0.6 ml Maximalvolumen
- Mit Graduierungen
- Farbloses Polypropylen
- Mit Druckverschluss
- DNA-, DNase-, RNasefrei
- Zentrifugation >20.000 x g problemlos möglich
- Mit Beschriftungsfeld (seitlich und auf dem flachen Deckel)
- Für Gefrierlagerung bis -80°C geeignet
- Eine Durchstichzone im Deckel ermöglicht den Transfer von Probematerial mittels einer Kanüle