

PCR SingleCap 8er-SoftStrips 0.2 ml, farblos

Domed Cap, High Profile, Cutable
DNA-, DNase-, RNasefrei



1 Beutel à 120 SoftStrips
Artikel-Nr.: 710980 | Biozym

65,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Jubiläumsaktion

Deckel: mit Deckel

Eigenschaften: Cutable

Farbe: farblos

Kategorie: 8er-Streifen

Produktlinie: Classic Line

Profil: High Profile

Verpackung: 1 Beutel à 120 SoftStrips

Volumen: 0.2 ml