


PCR SingleCap 8er-SoftStrips 0.2 ml, gelb

Domed Cap, High Profile, Cutable
DNA-, DNase-, RNasefrei



1 Beutel à 120 SoftStrips
Artikel-Nr.: 710984 | Biozym

89,10 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Deckel: mit Deckel
Eigenschaften: Cutable
Farbe: gelb
Kategorie: 8er-Streifen
Produktlinie: Classic Line
Profil: High Profile
Verpackung: 1 Beutel à 120 SoftStrips
Volumen: 0.2 ml