


## PCR SingleCap 8er-SoftStrips 0.2 ml, farblich

gemischt, Domed Cap, High Profile, Cutable  
DNA-, DNase-, RNasefrei



5 Beutel à 24 SoftStrips = 120 Strips  
Artikel-Nr.: 710988 | Biozym

**89,10 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Deckel:** mit Deckel  
**Eigenschaften:** Cutable  
**Farbe:** gemischt  
**Kategorie:** 8er-Streifen  
**Produktlinie:** Classic Line  
**Profil:** High Profile  
**Verpackung:** 5 Beutel à 24 SoftStrips = 120 Strips  
**Volumen:** 0.2 ml

Farblich gemischt mit den Farben:

- gelb
- blau
- lila
- grün
- rosa