

Spitzen, 20 µl, Kristall

DNA-, DNase-, RNasefrei

Beutel à 1000 Stück
Artikel-Nr.: 720001 | Biozym

25,90 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Graduierung:	nein
Länge:	normal
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	20 µl
Pipettenspitzen Linie:	Premium Tips
Spezialeigenschaften:	kristall
Sterilität:	unsteril
Verpackung:	Beutel à 1000 Stück

Spitzen passend für:

- Brand Transferpette 10 und 20 µl (grau)
- Eppendorf 10 und 20 µl (grau)
- Finn Digital Micro 2 und 10 µl
- Finn Focus Micro 10 µl
- Nichiryo 10 µl
- Socorex 2 und 10 µl (grün)