

Spitzen, 20 µl, Kristall, steril

DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei

10 Klappdeckel-Racks à 96 Stück
Artikel-Nr.: 720009 | Biozym

64,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Graduierung:	nein
Länge:	normal
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	20 µl
Pipettenspitzen Linie:	Premium Tips
Spezialeigenschaften:	kristall
Sterilität:	steril
Verpackung:	10 Klappdeckel-Racks à 96 Stück