

## Spitzen, 10 µl, farblos

DNA-, DNase-, RNasefrei

Beutel à 1000 Stück  
Artikel-Nr.: 720011 | Biozym

**25,90 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten



### Beschreibung

<b>Farbe:</b>	farblos
<b>Filter:</b>	nein
<b>Graduierung:</b>	nein
<b>Länge:</b>	normal
<b>Low Binding:</b>	nein
<b>Maximalvolumen:</b>	10 µl
<b>Pipettenspitzen Linie:</b>	Premium Tips
<b>Sterilität:</b>	unsteril
<b>Verpackung:</b>	Beutel à 1000 Stück

Spitzen passend für:

- Biohit Proline 2.5 und 10 µl
- Biohit mLine 3 und 10 µl
- Brand Transferpette 1 und 10 µl
- Eppendorf 2.5 µl (anthrazit) und 10 µl,
- Finn Digital Micro 2 und 10 µl
- Gilson Pipetman P-2 und P-10
- Nichiryo 10 µl
- Rainin Pipet-Classic PR2 und PR-10
- Rainin Pipet-Lite SL-2 und SL-10