

Spitzen, 2.5 µl, farblos

DNase-, RNasefrei



Beutel à 1000 Stück
Artikel-Nr.: 720025 | Biozym

27,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Graduierung:	nein
Länge:	normal
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	2.5 µl
Pipettenspitzen Linie:	Premium Tips
Sterilität:	unsteril
Verpackung:	Beutel à 1000 Stück

Spitzen passend für:

- Biozym PreCision 2.5 µl
- Biozym PreCision 10 µl
- Biohit Proline 2.5 µl
- Biohit Proline 10 µl
- Biohit mLine 3 µl
- Biohit mLine 10 µl
- Brand Transferpette 1 µl
- Brand Transferpette 10 µl
- Eppendorf 2.5 µl (anthrazit)
- Eppendorf 10 µl
- Finn Digital Micro 2 µl
- Finn Digital Micro 10 µl

- Finn Focus Micro10 µl
- Gilson Pipetman P-2
- Gilson Pipetman P-10
- Nichiryo 2 µl
- Nichiryo 10 µl
- Rainin Pipet-Classic PR2
- Rainin Pipet-Lite SL-2