

Spitzen, 2.5 µl, farblos, steril

DNase-, RNase-, Pyrogenfrei

10 Racks à 96 Stück
Artikel-Nr.: 720029 | Biozym



56,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Farbe: | farblos |
| Filter: | nein |
| Graduierung: | nein |
| Länge: | normal |
| Low Binding: | nein |
| Maximalvolumen: | 2.5 µl |
| Pipettenspitzen Linie: | Premium Tips |
| Sterilität: | steril |
| Verpackung: | 10 Racks à 96 Stück |

Spitzen passend für:

- Biozym PreCision 2.5 µl
- Biozym PreCision 10 µl
- Biohit Proline 2.5 µl
- Biohit Proline 10 µl
- Biohit mLine 3 µl
- Biohit mLine 10 µl
- Brand Transferpette 1 µl
- Brand Transferpette 10 µl
- Eppendorf 2.5 µl (anthrazit)
- Eppendorf 10 µl
- Finn Digital Micro 2 µl
- Finn Digital Micro 10 µl
- Finn Focus Micro10 µl

- Gilson Pipetman P-2
- Gilson Pipetman P-10
- Nichiryo 2 µl
- Nichiryo 10 µl
- Rainin Pipet-Classic PR2
- Rainin Pipet-Lite SL-2