

Spitzen, 100 µl, gelb

DNase-, RNasefrei



Beutel à 1000 Stück
Artikel-Nr.: 720100 | Biozym

24,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

Farbe:	gelb
Filter:	nein
Graduierung:	nein
Länge:	normal
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	100 µl
Pipettenspitzen Linie:	Premium Tips
Sterilität:	unsteril
Verpackung:	Beutel à 1000 Stück

Spitzen passend für:

- Biohit Proline 20, 50 und 100 µl
- Biohit mLine 100 µl
- Brand Transferpette 20, 50, 100 und 200 µl
- Eppendorf 100 µl
- Finn Digital 40, 100 und 200 µl
- Finn Focus 10 (gelb), 50 µl und 100 µl
- Gilson Pipetman P-20 und P-100
- Nichiryo 100 µl
- Rainin Pipet-Classic PR20 und PR100
- Rainin Pipet-Lite SL2 und SL-100
- Socorex 20 und 100 µl