

## Spitzen, 200 µl, gelb

ohne Graduierung  
DNA-, DNase-, RNasefrei

Beutel à 1000 Stück  
Artikel-Nr.: 720210 | Biozym

**25,90 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten



### Beschreibung

<b>Farbe:</b>	gelb
<b>Filter:</b>	nein
<b>Graduierung:</b>	nein
<b>Länge:</b>	normal
<b>Low Binding:</b>	nein
<b>Maximalvolumen:</b>	200 µl
<b>Pipettenspitzen Linie:</b>	Premium Tips
<b>Sterilität:</b>	unsteril
<b>Verpackung:</b>	Beutel à 1000 Stück

#### Spitzen passend für:

- Biohit Proline 20, 50, 100 und 200 µl
- Biohit mLine 100 und 200 µl
- Brand Transferpette 20, 50, 100 und 200 µl
- Eppendorf 20 (gelb), 100 und 200 µl
- Finn Digital 40, 100 und 200 µl
- Finn Focus 10 (gelb), 50 und 100 µl,
- Gilson Pipetman P-200 Nichiryo 200 µl
- Rainin Pipet-Classic PR20, PR100 und PR200
- Rainin Pipet-Lite SL-20, SL-100 und SL-200
- Socorex 100 und 200 µl