

Spitzen, 200 µl, gelb

graduiert
DNA-, DNase-, RNasefrei



Beutel à 1000 Stück
Artikel-Nr.: 720230 | Biozym

26,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	gelb
Filter:	nein
Graduierung:	ja
Länge:	normal
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	200 µl
Pipettenspitzen Linie:	Premium Tips
Sterilität:	unsteril
Verpackung:	Beutel à 1000 Stück

Spitzen passend für:

- Biohit Proline 20, 50, 100 und 200 µl
- Biohit mLine 100 und 200 µl
- Brand Transferpette 20, 50, 100 und 200 µl
- Eppendorf 20 (gelb), 100 und 200 µl
- Finn Digital 40, 100 und 200 µl
- Finn Focus 10 (gelb), 50 und 100 µl
- Gilson Pipetman P-20, P-100 und P-200
- Nichiryo 100 und 200 µl
- Rainin Pipet-Classic PR20, PR100 und PR200