

Spitzen, 200 µl, gelb

graduiert
DNA-, DNase-, RNasefrei



10 Reloads à 96 Stück
Artikel-Nr.: 720236 | Biozym

41,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	gelb
Filter:	nein
Graduierung:	ja
Länge:	normal
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	200 µl
Pipettenspitzen Linie:	Premium Tips
Sterilität:	unsteril
Verpackung:	10 Reloads à 96 Stück