

Spitzen, 300 µl

DNA-, DNase-, RNasefrei



Beutel à 1000 Stück
Artikel-Nr.: 720281 | Biozym

27,40 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Graduierung:	nein
Länge:	normal
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	300 µl
Pipettenspitzen Linie:	Premium Tips
Sterilität:	unsteril
Verpackung:	Beutel à 1000 Stück

Spitzen passend für:

- Biozym PreCision 50 µl
- Biozym PreCision 200 µl
- Biohit Proline 50 µl
- Biohit Proline 200 µl
- Brand Transferpette 200 µl
- Finn Digital 40 µl
- Finn Digital 200 µl
- Finn Focus 100 µl
- Gilson Pipetman P-100
- Gilson Pipetman P-200
- Nichiryo 200 µl
- Rainin Pipet-Plus R100

- Rainin Pipet-Plus R200