

Spitzen, 300 µl, farblos

graduiert
DNase-, RNasefrei

Beutel à 1000 Stück
Artikel-Nr.: 720301 | Biozym

27,40 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Graduierung:	ja
Länge:	normal
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	300 µl
Pipettenspitzen Linie:	Premium Tips
Sterilität:	unsteril
Verpackung:	Beutel à 1000 Stück

Spitzen passend für:

- Biozym PreCision 20, 50, 100 µl und 200 µl
- Biohit Proline 20, 50, 100 und 200 µl
- Biohit mLine 100 und 200 µl
- Brand Transferpette 200 µl
- Eppendorf 200 µl
- Finn Digital 40, 100 und 200 µl
- Finn Focus 10 (gelb), 50, 100 und 300 µl
- Gilson Pipetman P-200
- Nichiryo 200 µl
- Rainin Pipet-Classic PR20, PR100 und PR200
- Rainin Pipet-Lite SL-20, SL-100 und SL-200
- Socorex 100 µl