

## Spitzen, 250 µl, gelb

DNase-, RNasefrei

Beutel à 1000 Stück  
Artikel-Nr.: 720310 | Biozym

**25,20 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten



### Beschreibung

<b>Farbe:</b>	gelb
<b>Filter:</b>	nein
<b>Länge:</b>	normal
<b>Low Binding:</b>	nein
<b>Maximalvolumen:</b>	250 µl
<b>Pipettenspitzen Linie:</b>	Premium Tips
<b>Sterilität:</b>	unsteril
<b>Verpackung:</b>	Beutel à 1000 Stück

#### Spitzen passend für:

- Biohit Proline 20, 50, 100 und 200 µl
- Biohit mLine 100 und 200 µl
- Brand Transferpette 100 µl
- Eppendorf 100 µl
- Eppendorf Reference & Research 200 µl
- Finn Digital 40, 100 und 200 µl
- Finn Focus 10 (gelb), 50, 100 und 300 µl
- Gilson Pipetman P-20, P-100 und P-200
- Nichiryo 200 µl
- Rainin Pipet-Classic PR20, PR100 und PR 200
- Rainin Pipet-Lite SL-20, SL-100 und SL-200
- Socorex 100 und 200 µl