

## Spitzen, 1000 µl, blau

DNase-, RNasefrei



Beutel à 1000 Stück  
Artikel-Nr.: 721000 | Biozym

**27,20 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten



### Beschreibung

<b>Farbe:</b>	blau
<b>Filter:</b>	nein
<b>Graduierung:</b>	nein
<b>Länge:</b>	normal
<b>Low Binding:</b>	nein
<b>Maximalvolumen:</b>	1000 µl
<b>Pipettenspitzen Linie:</b>	Premium Tips
<b>Sterilität:</b>	unsteril
<b>Verpackung:</b>	Beutel à 1000 Stück

#### Spitzen passend für:

- Biozym PreCision 1000 µl
- Biohit Proline 1000 µl
- Biohit mLine 1000 µl
- Brand Transferpette 1000 µl (blau)
- Eppendorf 1000 µl (blau)
- Finn Digital 1000 µl
- Finn Focus 1000 µl
- Gilson Pipetman P-1000
- Nichiryo 1000 µl
- Rainin Pipet-Classic PR1000
- Rainin Pipet-Lite SL-1000
- Socorex 1000 µl