

Spitzen, 1000 µl, farblos, steril

DNase-, RNasefrei



10 Racks à 100 Stück
Artikel-Nr.: 721008 | Biozym

64,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Graduierung:	nein
Länge:	normal
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	1000 µl
Pipettenspitzen Linie:	Premium Tips
Sterilität:	steril
Verpackung:	10 Racks à 100 Stück