

Spitzen, 1000 µl, blau

graduiert
DNase-, RNasefrei

Beutel à 1000 Stück
Artikel-Nr.: 721010 | Biozym

31,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

Farbe:	blau
Filter:	nein
Graduierung:	ja
Länge:	normal
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	1000 µl
Pipettenspitzen Linie:	Premium Tips
Sterilität:	unsteril
Verpackung:	Beutel à 1000 Stück

Spitzen passend für:

- Biozym PreCision 1000 µl
- Biohit Proline 1000 µl
- Biohit mLine 1000 µl
- Brand Transferpette 1000 µl (blau)
- Eppendorf 1000 µl (blau)
- Finn Digital 1000 µl
- Finn Focus 1000 µl
- Gilson Pipetman P-1000
- Nichiryo 1000 µl
- Rainin Pipet-Classic PR1000
- Rainin Pipet-Lite SL-1000
- Socorex 1000 µl