

Spitzen, 1000 µl, farblos, steril

graduiert
DNase-, RNasefrei



10 Racks à 100 Stück
Artikel-Nr.: 721018 | Biozym



67,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Graduierung:	ja
Länge:	normal
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	1000 µl
Pipettenspitzen Linie:	Premium Tips
Sterilität:	steril
Verpackung:	10 Racks à 100 Stück